


CYNOSURE® Palomar

Icon™

Una plataforma versátil para  
un gran número de tratamientos



“La luz pulsada intensa (IPL) es una parte esencial de mi práctica dermatocósmica lo que convierte a MaxG en mi pieza de mano base para las complejas lesiones vasculares y pigmentadas. La pieza de mano Lux1540 es muy efectiva, fiable y fácil de usar, lo que la convierte en un complemento perfecto para la plataforma Icon”.

– Dr. Emil Tanghetti

“La plataforma Icon es el complemento perfecto para mi consulta. Desde las piezas fraccionales, 1540 y 2940, como la luz pulsada, MaxG y MaxR, aportan una versatilidad de tratamientos sin igual, y me permite cubrir múltiples tipos de tratamientos láser solicitados por mis pacientes”.

– Dr. José Manuel Miralles

# Plataforma versátil y multidisciplinar.

Se espera que los ingresos procedentes de tratamientos para el rejuvenecimiento facial crezcan un 8,1% por año hasta alcanzar unos ingresos estimados de 478,5 millones de dólares en 2017<sup>1</sup>.

**8,1**

**POR CIENTO**

crecimiento de ingresos  
anuales (estimado)<sup>1</sup>

**478**

**MILLONES**

de US\$ de ingresos  
previstos en 2017<sup>1</sup>

La nueva generación  
de sistemas basados  
en láser y luz pulsada  
que permiten realizar  
tratamientos rápidos  
con óptimos resultados.

**Una plataforma  
Infinitas posibilidades**

*Rejuvenecimiento facial*

*Lesiones vasculares  
y pigmentadas*

*Cicatrices quirúrgicas y de acné*

*Estrías*

*Arrugas*

*Depilación*

*Varículas*



CYNOSURE Palomar

Icon™

# Innovación que satisface las necesidades de los pacientes

El sistema Icon permite realizar los tratamientos dermocosméticos más demandados gracias a:

## **Potencia máxima**

Mejores resultados en menor tiempo.

## **Advanced Contact Cooling™**

Sistema de enfriamiento por contacto patentado para un mayor confort del paciente.

## **Tecnología "AccuSpectrum™"**

Filtros duales que minimizan la exposición de la epidermis.

## **Photon Recycling™**

Piezas de mano capaces de maximizar los resultados de los tratamientos y minimizar la pérdida de energía.

## **Smooth Pulse™**

Tecnología de pulso suave que facilita el uso de mayores cantidades de energía de manera homogénea.

## **Lentes no ablativas XF Microlens™ y XD Microlens™**

La lente XF consigue una gran cobertura no ablativa para tratamientos rápidos de rejuvenecimiento; y la lente XD permite alcanzar mayor profundidad en el tejido.



## Skintel®

**El único lector cuantitativo de melanina del sector aprobado por la FDA**

**Mide la cantidad de melanina** en piel para ayudarle a definir los parámetros más adecuados.

**Ya no necesita adivinar ni suponer...** Skintel aporta seguridad a la hora de establecer los parámetros del tratamiento.

Las piezas de mano  
 Icon le permiten  
 personalizar su  
 consulta dermatocósmética.



	Luz pulsada optimizada				Láser		
	<b>MaxG™</b> 500-670 nm y 870-1200 nm	<b>MaxYs™</b> 525-1200 nm	<b>MaxR™</b> 650-1200 nm	<b>MaxRs™</b> 650-1200 nm	<b>1540</b>	<b>2940</b>	<b>1064+</b>
<b>Lesiones vasculares</b>							
<b>Lesiones pigmentadas</b>							
<b>Cicatrices quirúrgicas y de acné</b>							
<b>Estrías</b>							
<b>Rejuvenecimiento facial</b>							
<b>Depilación</b>							
<b>Eliminación de Arrugas</b>							
<b>Varices</b>							

Para más información visite [cynosure.es/producto/palomar-icon](http://cynosure.es/producto/palomar-icon)

Los resultados en  
nuestros pacientes nos avalan.



Fotografías cortesía del Dr. K. Khatri



Fotografías cortesía del Dr. S. Doherty



Fotografías cortesía del Dr. José Manuel Miralles



Fotografías cortesía del Dr. M. Sinclair



Fotografías cortesía Cynosure España y Portugal – Dr. Tiago B. Fernandes

Pieza de mano	Tamaño del spot (mm)	Longitud de onda (nm)	Fluencia* (J/cm <sup>2</sup> )
MaxG	10 x 15	500–670 e 870–1200	hasta 80
MaxYs	12 x 28	525–1200	hasta 90
MaxR	16 x 46	650–1200	hasta 48
MaxRs	12 x 28	650–1200	hasta 72

Pieza de mano	Longitud de onda (nm)	Tipo de láser	Tamaño del spot (mm)	Ancho de pulso (ms)
1540	1540	Er:Glass	12 & 15	10 & 15
2940	2940	Er:YAG	Fraccional: 6 & 10 Pulsado uniforme: 2	2,5; 3 & 5
+ 1064	1064	Nd:YAG	1, 5, 3, 6 y 10	10–100

<b>Requisitos eléctricos</b>	100–240 VAC, 50/60 Hz (con circuito de 20 Amp), máxima potencia 1600 VA
------------------------------	---

<b>Tamaño (A x P x A)</b>	103 cm x 58 cm x 54 cm
---------------------------	------------------------

<b>Peso</b>	61 Kg
-------------	-------

\*La fluencia real puede ser mayor por el reciclado de fotones, el espectro, tamaño del spot y contacto con la piel.



**MiDiBen Medical**  
**Distribuidor exclusivo en México**  
**(81) 1001 7073**  
**info@midiben.com**



FUENTES <sup>1</sup> Skin Rejuvenation: Continually Advancing Technology, Medical Insight Inc. 2013:9.  
 Cynosure y Skintel son marcas registradas de Cynosure, Inc. ©2015 Cynosure, Inc.  
 Icon, MaxG, MaxYs, MaxR y MaxRs son marcas registradas propiedad de Cynosure, Inc. ©2015 Cynosure, Inc.  
 Cynosure, Inc. posee los derechos exclusivos de las fotografías. Está prohibido el uso de las mismas sin el permiso por escrito de la empresa.