




CYNOSURE®

Elite⁺_{TM}

Un sistema láser rápido
con doble longitud de onda

Trate todos los fototipos con una velocidad y eficacia sin igual.

La demanda mundial sigue creciendo¹.

- Se efectúan más de 30 millones de tratamientos estéticos en el mundo con tecnología láser.

Cada vez aumenta más la demanda de depilación en fototipos oscuros².

- Se estima que más del 60% de los pacientes potenciales en todo el mundo necesitarán un láser con una longitud de onda distinta a 755 nm^{3,4}.

30

MILLONES

de tratamientos
en todo el mundo

Fototipos más diversos

Elite⁺ es un sistema láser
muy versátil que consigue
resultados eficientes
en todo tipo de pieles.

Depilación láser
Lesiones vasculares
en cara y piernas
Lesiones
pigmentadas
benignas
Rejuvenecimiento
facial



CYNOSURE
Elite⁺_{TM}

Mayores tamaños de spot para tratamientos más rápidos.

La longitud de onda ideal para cualquier paciente.

- El tratamiento de referencia con láser Alejandrita a 755 nm y láser Nd:YAG 1064 nm.
- Eficacia en todos los fototipos de piel.

Tratamiento personalizado.

- Gran variedad de tamaños de spot y posibilidad de cambiar el pulso permiten adaptar el sistema a las necesidades de los pacientes.
- Elite+ permite cambiar la longitud de onda en la misma sesión para efectuar distintos tratamientos.

Alto rendimiento del equipo gracias a los nuevos spots de mayor tamaño y a una mayor velocidad

- Mayor cobertura; hasta un 78% más RÁPIDO comparado con el spot de 18 mm.



No es el tamaño real

MAYORES INGRESOS

Con Elite+ y sus rápidos tratamientos, puede aumentar su rendimiento y conseguir que su consulta sea más productiva y eficaz.

Para más información visite: cynosure.es/producto/elite-plus

Los resultados nos avalan.



Antes

Fotografías cortesía del Dr. J. Kulkin




Tras cuatro sesiones



Antes

Fotografías cortesía del Dr. R. Saluja



Tras una sesión




Antes

Fotografías cortesía del Dra. Natalia Ribé




Tras cuatro sesiones



Antes

Fotografías cortesía del Dr. C. Arroyo



Tras cuatro sesiones

Tipo de sistema	Alejandrita	Nd: YAG
Longitud de onda	755 nm	1064 nm
Ancho de pulso	Ajustable 0,5 – 300 ms	Ajustable 0,5 – 300 ms
Máxima fluencia por tamaño de spot*		
24 mm**	11 J/cm ²	13 J/cm ²
22 mm**	14 J/cm ²	16 J/cm ²
20 mm**	17 J/cm ²	19 J/cm ²
18 mm	20 J/cm ²	24 J/cm ²
15 mm	30 J/cm ²	35 J/cm ²
12 mm	45 J/cm ²	50 J/cm ²
10 mm	50 J/cm ²	80 J/cm ²
7 mm	60 J/cm ²	160 J/cm ²
5 mm	50 J/cm ²	240 J/cm ²
3 mm	–	300 J/cm ²
Frecuencia Máxima de repetición†	3 Hz	5 Hz
Luz láser	Roja	
Sistema de refrigeración de la piel	Aire frío, sistema independiente	
Requisitos eléctricos	208/ 240 VAC, 30 A	
Tamaño (A x P x A)	104 cm x 38 cm x 64 cm	
Peso	82 Kg	


*Independientemente del ancho del pulso o el número de repeticiones

**Pieza de mano opcional

†Ajustable a pulso continuo o pulso simple



MiDiBen Medical
Distribuidor exclusivo en México
(81) 1001 7073
info@midiben.com



FUENTES. ¹ The Global Aesthetics Market Study. Medical Insight, Inc. 2013 ² Jablonski, Nina (2012). Berkeley, Los Angeles, Londres: University of California Press. ISBN 978-0-520-25153-3 ³ Basado en la demografía de las 10 principales ciudades de Estados Unidos ⁴ Información archivada, Cynosure.

Cynosure es una marca registrada de Cynosure, Inc. Elite⁺ es una marca registrada de Cynosure, Inc. ©2015 Cynosure, Inc. posee los derechos exclusivos de las fotografías. Está prohibido su uso sin el permiso por escrito de la empresa.